



商品	商品名			
	やわらかe~マスク ふつうサイズ 50枚入			
	JANコード	4589818059142		
	定価	オープン		
	納入価格 (税別)	当社にお問合せください		
マスク単体				
	内容量	1箱(50枚)	MOQ	1ケース(50箱)
	サイズ	マスク(mm)	1箱(mm)	1ケース(mm)
	幅	175	195	520
	奥行	90	100	420
	高さ	90	90	460
	重量		約178g	約9500g
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本品は使いきりのタイプです。洗濯、再使用はできません。</li> <li>・1日1枚を目安としたご使用をお願い致します。</li> </ul>			
使用及び保管上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本品は有毒な粉塵やガス等を防ぐ目的に対して効果はありません。</li> <li>・ご使用中にかゆみ・かぶれ等が生じた場合は、直ちにご使用をやめ、医師に相談ください。</li> <li>・本品は使い捨てです。洗濯等での再利用はできません。</li> <li>・使用中に気分が悪くなった場合は、ご使用をおやめください。</li> <li>・乳幼児の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所での保管は避けてください。</li> </ul> <p>※廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。</p>			
原材料名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体(フィルター含む):ポリプロピレン</li> <li>・耳ひも部:(ポリエステル・ポリウレタン)</li> <li>・ノーズフィッター:ポリエチレン</li> <li>・内袋:ポリエチレン</li> </ul>			
商品説明 ※特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・気密性の高い3層構造のマスクです。高密度フィルター採用で、空気中のウイルス飛沫、花粉などをブロックします。</li> <li>・BFE(細菌ろ過効率:3.0<math>\mu</math>m)-99%カット</li> <li>・VFE(ウイルスろ過効率:0.1<math>\mu</math>m)-99%カット</li> <li>・PFE(微粒子ろ過効率:0.1<math>\mu</math>m)-99%カット</li> <li>・花粉粒子ろ過効率-99%カット</li> </ul> <p>※カケンテストセンターによる試験結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4段オメガプリーツ型加工により口元に空間を作りやすいオメガプリーツを採用し、息がしやすい構造になっております。</li> <li>・やわらか不織布採用により、肌触りが良く、装着感が優れております。</li> </ul>			
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスクサイズ:約175mm×90mm</li> <li>・不織布目付:外側22g/m<sup>2</sup>・メルトブロー25g/m<sup>2</sup>・口元側22g/m<sup>2</sup></li> <li>・耳が痛くなりにくい4mmソフト平ゴム採用</li> <li>・ミシン目付き内袋に梱包されております。</li> <li>・全国マスク工業会マーク入り製品</li> </ul>			

商品	商品名			
	<b>やわらかe~マスク 小さなサイズ 50枚入</b>			
マスク単体	JANコード	4589818059142		
	定価	オープン		
	納入価格 (税別)	当社にお問合せください		
	内容量	1箱(50枚)	MOQ	1ケース(50箱)
	サイズ	小さなサイズ(mm)	バラ(mm)	梱包(mm)
	幅	145	195	520
	奥行	90	100	420
	高さ	90	90	460
	重量		約160g	約8600g
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>本品は使いきりのタイプです。洗濯、再使用はできません。</li> <li>1日1枚を目安としたご使用をお願い致します。</li> </ul>			
使用及び保管上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>本品は有毒な粉塵やガス等を防ぐ目的に対して効果はありません。</li> <li>ご使用中にかゆみ・かぶれ等が生じた場合は、直ちにご使用をやめ、医師に相談ください。</li> <li>本品は使い捨てです。洗濯等での再利用はできません。</li> <li>使用中に気分が悪くなった場合は、ご使用をおやめください。</li> <li>乳幼児の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所での保管は避けてください。</li> </ul> <p>※廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。</p>			
原材料名	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体(フィルター含む): ポリプロピレン</li> <li>耳ひも部: (ポリエステル・ポリウレタン)</li> <li>ノーズフィッター: ポリエチレン</li> <li>内袋: ポリエチレン</li> </ul>			
商品説明 ※特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>気密性の高い3層構造のマスクです。高密度フィルター採用で、空気中のウイルス飛沫、花粉などをブロックします。</li> <li>BFE(細菌ろ過効率: 3.0 μm)-99%カット</li> <li>VFE(ウイルスろ過効率: 0.1 μm)-99%カット</li> <li>PFE(微粒子ろ過効率: 0.1 μm)-99%カット</li> <li>花粉粒子ろ過効率-99%カット</li> </ul> <p>※カケンテストセンターによる試験結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4段オメガプリーツ型加工により口元に空間を作りやすいオメガプリーツを採用し、息がしやすい構造になっております。</li> <li>やわらか不織布採用により、肌触りが良く、装着感が優れております。</li> </ul>			
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>マスクサイズ: 約175mm × 90mm</li> <li>不織布目付: 外側22g/m<sup>2</sup>・メルトブロー25g/m<sup>2</sup>・口元側22g/m<sup>2</sup></li> <li>耳が痛くなりにくい4mmソフト平ゴム採用</li> <li>ミシン目付き内袋に梱包されております。</li> <li>全国マスク工業会マーク入り製品</li> </ul>			